

FR



FERTI · LILY

A LITTLE HELP MAKING
A LITTLE MIRACLE

- A. GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY
- B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY
- C. PRÉCAUTIONS
- D. INGREDIENTS

A. GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY

Le gel de conception FERTI·LILY est un lubrifiant intime qui peut être utilisé lorsque vous essayez de concevoir un enfant. Il est cliniquement prouvé que le gel de conception est favorable aux spermatozoïdes. Le gel de conception FERTI·LILY est isotonique, a un pH propice à la survie des spermatozoïdes et imite les propriétés des fluides fertiles. Le gel de conception FERTI·LILY peut être utilisé en association avec la coupe de conception FERTI·LILY pour accroître vos chances de concevoir un enfant.

B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTI·LILY

Étape 1

Retirez l'opercule du tube avant la première utilisation.

Étape 2

Appliquez le lubrifiant à l'extérieur du vagin ou sur le pénis avant les rapports sexuels.

Déposez une petite quantité de produit sur vos doigts et/ou la paume de votre main et appliquez-la sur les parties génitales. Dosez la quantité pour atteindre la lubrification souhaitée.

Étape 3

Après chaque utilisation, fermez bien le tube. Ne laissez pas le tube ouvert entre les utilisations.

C. PRÉCAUTIONS

Si vous avez la peau sensible, appliquez d'abord une petite quantité de gel à l'intérieur de votre coude pour tester votre sensibilité aux ingrédients. Le gel de conception FERTI·LILY peut être utilisé jusqu'à trois mois après son ouverture. N'appliquez pas le gel de conception FERTI·LILY si vous souffrez d'une mycose ou d'une infection bactérienne ou si vous avez eu récemment des irritations ou plaies dans la zone vaginale. Vous pouvez en remettre une fois que l'infection a complètement disparu. Si vous souffrez d'effets secondaires, n'appliquez plus le gel et consultez votre médecin. Garder hors de la portée des enfants.

D. INGREDIENTS (INCI)

Eau, alcool phényléthylque, hyaluronate de sodium, gomme xanthique, fructose, bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique, phosphate de potassium, acide citrique.



Fridababy, LLC.
82 NE 26th St
Miami, FL 33137 USA



Nasalprodukter
Sverige AB
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö Sweden



Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Switzerland



Le gel de conception FERTI·LILY est un **dispositif médical** de Classe I

Date de la dernière révision: Avril 2024
www.fertilily.com

DE



FERTI · LILY

A LITTLE HELP MAKING
A LITTLE MIRACLE

- A. DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL
- B. WIE WIRD DAS FERTI·LILY GLEITMITTEL VERWENDET
- C. WARNHINWEISE
- D. INHALTSSTOFFE

A. DAS FERTI·LILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist ein Gel, das speziell bei Kinderwunsch verwendet werden kann. Die Spermienfreundlichkeit des Gleitmittels ist klinisch nachgewiesen. Das Gel ahmt die wichtigen Fruchtbarkeitsunterstützenden Eigenschaften der vaginalen Flüssigkeiten nach. Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel kann in Kombination mit der FERTI·LILY Kinderwunsch Empfängnishilfe verwendet werden, um Ihre Empfängnischancen zu erhöhen.

B. WIE WIRD DAS FERTI·LILY GLEITMITTEL VERWENDET

Schritt 1

Entfernen Sie das Hygienesiegel von der Tube.

Schritt 2

Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist vor dem Geschlechtsverkehr äußerlich im Genitalbereich anzuwenden. Dazu entnehmen Sie eine kleine Menge aus der Tube und tragen Sie das Gleitmittel auf die Außenseite der Vagina oder auf den Penis auf. Sie können die Menge variieren, um die gewünschte Gleiteigenschaft zu erreichen.

Schritt 3

Schließen Sie die Tube nach jedem Gebrauch sorgfältig. Lassen Sie die Tube zwischen den Anwendungen nicht geöffnet.

C. WARNHINWEISE

Falls Sie empfindliche Haut haben, sollten Sie vor der ersten Anwendung ein wenig Gel auf die Armbeuge auftragen, um zu testen, ob Sie empfindlich auf die Inhaltsstoffe reagieren. Das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel kann nach Anbruch 3 Monate verwendet werden. Verwenden Sie das FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel nicht, wenn Sie eine vaginale Pilz- oder Bakterieninfektion haben oder wenn Sie kürzlich Reizungen oder Wunden im vaginalen Bereich hatten. Setzen Sie die Verwendung fort, sobald die Infektion vollständig abgeklungen ist. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

D. INHALTSSTOFFE (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Zitronensäure.



Fridababy, LLC.
82 NE 26th St
Miami, FL 33137 USA



Nasalprodukter
Sverige AB
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö Sweden



Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Switzerland



FERTI·LILY Kinderwunsch Gleitmittel ist ein **Medizinprodukt** der Klasse I

Datum der letzten Anpassung: April 2024
www.fertilily.com



IT



FERTI·LILY

A LITTLE HELP MAKING
A LITTLE MIRACLE

- A. IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY
- B. COME USARE IL GEL PER IL CONCEPIMENTO FERTI·LILY
- C. AVVERTENZE PRECAUZIONALI
- D. INGREDIENTI

A. IL GEL PER IL CONCEPIMENT
FERTI·LILY

Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY è un lubrificante vaginale che può essere utilizzato quando si cerca una gravidanza. È clinicamente dimostrato che il Gel per il Concepimento favorisce la motilità degli spermatozoi. Il Gel FERTI·LILY è isotonico, ha un pH favorevole alla sopravvivenza degli spermatozoi e imita le proprietà dei fluidi fertili. Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY può essere utilizzato in combinazione con la Coppetta per il Concepimento FERTI·LILY per aumentare le tue possibilità di concepimento.

B. COME USARE IL GEL PER IL
CONCEPIMENTO FERTI·LILY

Step 1
Rimuovere il sigillo igienico dal tubo.

Step 2
Applicare il lubrificante all'esterno della vagina o sul pene eretto prima del rapporto.

Spremere una piccola quantità di prodotto sulle dita e/o sul palmo della mano e applicare sulla zona genitale. Variare la quantità per ottenere la lubrificazione desiderata.

Step 3
Dopo ogni utilizzo, chiudere saldamente il tubo. Non lasciare il tubo aperto tra un utilizzo e l'altro.

C. AVVERTENZE PRECAUZIONALI

Se hai una pelle delicata, prova ad applicare un po' di gel all'interno del gomito per verificare se sei sensibile ai suoi ingredienti. Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY può essere utilizzato per 3 mesi dopo l'apertura. Non usare il Gel FERTI·LILY se hai la candida o un'infezione batterica o se hai avuto di recente irritazioni o ferite nella zona vaginale. Riprendi l'uso una volta che l'infezione è completamente scomparsa. Se si verificano reazioni avverse, interrompi l'uso e consulta il tuo medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

D. INGREDIENTI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.



Fridababy, LLC.
82 NE 26th St
Miami, FL 33137 USA



Nasalprodukter
Sverige AB
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö Sweden



Ardo medical AG
Gewerbstrasse 19
CH-6314 Unterägeri
Switzerland



Il Gel per il Concepimento FERTI·LILY è un **dispositivo medico** di Classe I

Ultima revisione: Aprile 2024
www.fertilily.com