

GEBURTSHILFE PRODUKTE

ZUVERLÄSSIG UND KOSTENGÜNSTIG



Fruchtblasensprenger

Der Fruchtblasensprenger ist eine sichere und bequeme Methode, um das Amnion zu öffnen. Die Fruchtblasensprenger werden mittels strenger Inspektionssysteme gründlich geprüft, um eine hohe Qualität sicherzustellen.

- Abgerundete und geschützte Spitze, um das Amnion zu perforieren, ohne Mutter und Kind zu gefährden.
- Einweg, sterilisiert und für die hygienische Anwendung einzeln verpackt.
- Durch ergonomisch geformte Seiten und griffiger Oberfläche wird ein Abrutschen verhindert.
- Der Fruchtblasensprenger ist 26.5 cm lang.



Nabelschnurklemme

Die Präzisions-Nabelschnurklemme ist hygienisch, sicher und zuverlässig in der Anwendung. Nach der Geburt kann damit die Nabelschnur abgeklemmt werden, um Blutverlust bei Neugeborenen zu verhindern.

- Sicherer Einwegartikel, einfach anzuwenden.
- Die griffigen Enden der Nabelschnurklemme verhindern ein Abrutschen während der Anwendung.
- Hält absolut dicht und übt gleichbleibenden Druck aus, unabhängig vom Durchmesser und Schrumpfen der Nabelschnur.
- Die Schutzvorrichtung beim Scharnier hält die Nabelschnur zwischen den gezahnten Flächen und fixiert diese dauerhaft.



Öffnungszange für die Nabelschnurklemme

Die Öffnungszange für die Nabelschnurklemme wurde entwickelt, um das speziell konstruierte Scharnier der Nabelschnurklemme zu durchtrennen und diese vom Baby zu entfernen.

- Sichere und einfache Handhabung.
- Die verdeckte Schneidefläche schützt das Baby vor Verletzungen.
- Einmalgebrauch verhindert das Risiko von Kreuzkontaminationen.



GEBURTSHILFE PRODUKTE

ZUVERLÄSSIG UND KOSTENGÜNSTIG



Urinauffangbeutel

Die PVC-freien Urinauffangbeutel sind die erste Wahl bezüglich Komfort und Schutz für zarte Haut. Das ausgeklügelte System zur Urin-Sammlung kann bei Babies und Kindern beider Geschlechter angewendet werden.

- Verschiedene Formen und Grössen, um fast allen anatomischen Besonderheiten gerecht zu werden.
- Standard oder perforierte Klebefläche (beide Latex-frei).
- Doppelkammer-Konstruktion mit Rückflussventil hält den Urin von der Haut fern und verhindert Reizungen der Haut.
- Klebefläche kann zusammengeklebt werden, um die Urinprobe ins Labor zu senden.
- Die horizontal geteilte Schutzfolie der Klebefläche ermöglicht eine einfache Anbringung.

200 ml Kinder




100 ml Säuglinge



10 ml Frühgeborene



perforierte Klebefläche



Standard Klebefläche



Mehr Informationen finden Sie unter:
www.ardo.ch/geburtshilfe

99.04.340 Ardo OB Flyer de V01 10.2019.pdf